

Anticorpo Policlonal Anti-Hsp90A Para Wb, If/Icc, Elisa - P07900

Número do item: CM0013987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Hsp90α validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de choque térmico HSP 90-alfa, uma chaperona molecular envolvida no controle do ciclo celular e na transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Hsp90α Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EL52; HSPN; LAP2; HSP86; HSPC1; HSPCA; Hsp89; Hsp90; LAP-2; HSP89A; HSP90A; HSP90N; Hsp103; HSPCAL1; HSPCAL4; HEL-S-65p; Hsp90α
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3320
GeneID	3320
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07900
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Bolsa de gelo