

Anticorpo Policlonal Anti-Hspb7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby9

Número do item: CM0021564



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao HSPB7 (cvHSP) humano, adequado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre resposta cardiovascular e ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPB7 Rabbit pAb
Observações/Alias	cvHSP; HSPB7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27129
ID do Gene	27129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-170 do HSPB7 humano (NP_055239.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBY9
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo