


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Htr2B Para Wb, If/Icc, Elisa - P41595

Número do item: CM0026316



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o receptor humano de serotonina 2B (HTR2B), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de GPCR, neurobiologia e desenvolvimento cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HTR2B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3357
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 382-481 do HTR2B humano (NP_000858.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41595
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo