


Anticorpo Monoclonal Anti-Htr3A Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P46098

Número do item: CM0007026



introdução

Anticorpo monoclonal anti-HTR3A de coelho validado para western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Detecta o receptor de serotonina 3A em amostras humanas, de camundongo e rato; ideal para estudos de neurociência e canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTR3A mAb de coelho
Observações/Apelidos	HTR3; 5HT3R; 5-HT-3; 5-HT3A; 5-HT3R; HTR3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3359
GeneID	3359
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46098
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo