


Anticorpo Monoclonal Anti-Cadeia Kappa De Ig Humana Para Wb, Elisa - P01834

Número do item: CM0003413



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Cadeia Kappa de Ig Humana, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reconhece a região constante da cadeia leve kappa da imunoglobulina humana, essencial para estudos de estrutura de anticorpos e imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Cadeia Kappa de Ig Humana
Observações/Apelido	Km; HCAK1; IGKCD; Cadeia Kappa de Ig Humana
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3514
GeneID	3514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da Cadeia Kappa de Ig Humana (P01834)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo