


## Anticorpo Policlonal Anti-Hur/Elavl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Número do item: CM0030548



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho HuR/ELAVL1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta HuR humano e de camundongo, uma proteína de ligação a RNA que estabiliza mRNAs contendo elementos ricos em AU para pesquisa de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] HuR/ELAVL1 pAb de Coelho                                                                                               |
| Observações/Apelido | HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano) | 1994                                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 1994                                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HuR/ELAVL1 humano (NP_001410.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                                       |
| SWISS               | Q15717                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                             |