


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Icam3 Para Wb, Elisa - P32942

Número do item: CM0024941



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ICAM3 humano (CD50), validado para WB e ELISA. Ideal para estudar adesão leucocitária, fagocitose e interações de células dendríticas. Apresenta reatividade cruzada com humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICAM3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3385
ID do Gene	3385
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-490 do ICAM3 humano (NP_002153.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32942
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo