

Anticorpo Policlonal Anti-Icam4 Para Wb, Elisa - Q14773

Número do item: CM0029058

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ICAM4 (proteína do grupo sanguíneo LW). Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de eritrofagocitose e adesão plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ICAM4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LW; CD242; ICAM4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3386
GeneID	3386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-140 do ICAM4 humano (NP_001034221.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14773
Peso Proteico	29kDa
Envio	Bolsa de Gelo