

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Id3 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02535

Número do item: CM0027711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ID3 humano, adequado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece ID3 humano, de rato e camundongo. Investigue a regulação transcricional, miogênese e vias do relógio circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho ID3
Observações/Apelido	HEIR-1; bHLHb25; ID3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3399
ID do Gene	3399
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-119 do ID3 humano (NP_002158.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02535
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo