

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ifnlr1 Para Wb, Elisa - Q8lu57

Número do item: CM0016960



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IFNLR1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Adequado para estudar defesa antiviral e sinalização JAK/STAT em células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFNLR1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/12; IL-28R1; IFNLR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	163702
GeneID	163702
Imunogênio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-228 do IFNLR1 humano (NP_734464.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8IU57
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo