


Anticorpo Policlonais Anti-Igf2Bp2/Imp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Número do item: CM0026239



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra IGF2BP2/IMP2, uma proteína de ligação a RNA chave envolvida no transporte e estabilidade de mRNA. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em câncer e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF2BP2/IMP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10644
GeneID	10644
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-599 da IGF2BP2/IMP2 humana (NP_006539.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y6M1
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo