


Anticorpo Monoclonal Anti-Igfbp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18065

Número do item: CM0009546



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o IGFBP2 humano. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Útil para pesquisa sobre ligação de fatores de crescimento semelhantes à insulina, migração celular e apoptose mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Espécie	Humano
ID do Gene	3485
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 226-325 do IGFBP2 humano (P18065)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18065
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo