

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ikkε (Ikbke) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Número do item: CM0013026

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IKKε (IKBKE) humano, adequado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta IKKε humano, de camundongo e de rato. Uma ferramenta essencial para o estudo da imunidade inata e da sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IKKε Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9641
GeneID	9641
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 495-716 do IKKε humano (NP_054721.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14164
Peso da Proteína	80kDa
Transporte	Bolsa de gelo