


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ikky Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K9

Número do item: CM0010946



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade que visa o IKKγ humano (modulador essencial do NF-kappa-B). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos em humanos, camundongos e ratos. Essencial para pesquisas sobre a via de sinalização NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IKKγ Rabbit mAb
Observações/Apelido	IP, IP1, IP2, FIP3, IKKG, IPD2, NEMO, FIP-3, Fip3p, IMD33, SAIDX, AMCBX1, EDAID1, IKKAP1, ZC2HC9, IKK-gamma
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8517
GeneID	8517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-419 do IKKγ humano (NP_003630.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6K9
Peso da Proteína	48 kDa / 56 kDa / 37 kDa
Envio	Saco com gelo