


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ikky Para Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K9

Número do item: CM0013944



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IKKγ (NEMO) validado para Western Blot, Imunoprecipitação e ELISA. Reconhece o modulador essencial de NF-kappa-B humano e de camundongo para estudos em sinalização inflamatória e pesquisa de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] IKKγ pAb de Coelho
Observações/Apelido	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8517
GeneID	8517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-419 do IKKγ humano (NP_003630.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y6K9
Peso Proteico	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Envio	Saco de gelo