

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ikzf3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

Número do item: CM0026196

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IKZF3 (Aiolos), validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Desempenha um papel fundamental na diferenciação de linfócitos B e na regulação da apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IKZF3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22806
GeneID	22806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-450 da IKZF3 humana (NP_036613.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UKT9
Peso Proteico	58kDa
Envio	Bolsa de gelo