


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-33R/St2 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P14719

Número do item: CM0004228



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-IL-33R/ST2 validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Reconhece a cadeia alfa do receptor de IL-33 de rato (UniProt P14719) para pesquisa em imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho IL-33R/ST2
Observações/Apelido	T1, St2, DER4, Ly84, ST2L, Fit-1, T1/ST2, St2-rs1
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	9173
ID do Gene	17082
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-332 do IL-33R/ST2 de rato (NP_001020773.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P14719
Peso Proteico	65kDa
Envio	Bolsa de Gelo