


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL17A Para Wb E Elisa - Q16552

Número do item: CM0014052



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL17A humana, validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo da imunidade mediada por IL17A, da inflamação e da defesa antimicrobiana do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do produto	IL17A Rabbit pAb
Observações/Apelido	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3605
ID do gene	3605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-155 da IL17A humana (NP_002181.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q16552
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo