

Anticorpo Policlonal Anti-IL17Rd Para Wb E Elisa - Q8Nfm7

Número do item: CM0017827

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IL17RD humano (SEF, IL17RLM), validado para WB e ELISA. Detecta IL17RD humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudar sinalização de FGF, inibição da via Ras-MAPK e localização de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17RD Rabbit pAb
Observações/Apelido	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54756
GeneID	54756
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-300 do IL17RD humano (NP_060033.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NFM7
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo