

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL1B Para Wb, If/Icc, Elisa - P10749

Número do item: CM0005857



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade que visa o IL1 β de camundongo, validado para western blot, imunofluorescência e ELISA. Ideal para estudar inflamação, sinalização de citocinas e piroptose em macrófagos ativados e modelos relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL1 β mAb de Coelho
Observações/Apelido	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3553
ID do Gene	16176
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-269 do IL1 β de camundongo (NP_032387.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10749
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Saco de gelo