


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL23R Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Número do item: CM0003320



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra IL23R humano (alias PSORS7). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização do receptor IL23 e imunologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho IL23R                                                                                        |
| Observações/Apelido | PSORS7; IL23R                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID              | 149233                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-629 do IL23R humano (NP_653302.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | Q5VWK5                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 72kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |