


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL23R Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Número do item: CM0021148



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IL23R humano, adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Imunógeno: proteína de fusão recombinante (aa 510-629). Ideal para pesquisas sobre a via IL23/Th17 e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL23R Rabbit pAb
Observações/Apelido	PSORS7; IL23R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	149233
ID do Gene	149233
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-629 do IL23R humano (NP_653302.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5VWK5
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo