


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-IL25 Para Wb, If-P, Elisa - Q9H293

Número do item: CM0028792



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL25 humana (IL-17E). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para investigar respostas imunes Th2 e vias de sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IL25 Coelho pAb
Observações/Apelido	IL17E; IL25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64806
ID do Gene	64806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 33-177 da IL25 humana (NP_073626.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9H293
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de Gelo