

Anti-IL9 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15248

Número do item: CM0023614



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL9 humano (Interleucina-9), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de resposta imune e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P40; HP40; IL-9; IL9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3578
GeneID	3578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-144 do IL9 humano (NP_000581.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15248
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo