

Anticorpo Policlonal Anti-Ilkap Para Wb E Elisa - Q9H0C8

Número do item: CM0013452

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ILKAP (PP2C-DELTA), validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar adesão celular, sinalização de fatores de crescimento e atividade fosfatase do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ILKAP pAb de Coelho
Observações/Apelido	PP2CD; PPM1O; ILKAP2; ILKAP3; PP2C-DELTA; ILKAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	80895
GeneID	80895
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-392 do ILKAP humano (NP_110395.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H0C8
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo