

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Receptor De Insulina Para Wb, Ip, Elisa - P06213

Número do item: CM0020304



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de insulina humano (INSR), validado para Western blot (WB), imunoprecipitação (IP) e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar vias de sinalização da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Insulina pAb de Coelho
Observações/Apelido	HHF5; CD220; Receptor de Insulina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3643
GeneID	3643
Imunógeno	Proteína recombinante ou proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1281-1382 do INSR humano (NP_000199.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06213
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo