

Anticorpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Para Ihc-P, Fc, Elisa - P26006

Número do item: CM0011416

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Integrina alfa 3/CD49c humana, adequado para IHC-P, FC, ELISA. Reconhece uma proteína de 117kDa envolvida na adesão celular, invasão e infecção microbiana. Ideal para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina alfa 3/CD49c mAb de Coelho
Observações/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3675
GeneID	3675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 466-620 da Integrina alfa 3/CD49c humana (NP_002195.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26006
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Saco de gelo