

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Integrina Alfa 6 (Itga6/Cd49F) Para Wb E Elisa - P23229

Número do item: CM0028388



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra a Integrina alfa 6 (ITGA6/CD49f) humana, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de receptor de laminina, adesão celular e hemidesmosomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina alfa 6 (ITGA6/CD49f) pAb de Coelho
Observações/Apelido	JEB6; CD49f; VLA-6; ITGA6A; ITGA6B; Integrina alfa 6 (ITGA6/CD49f)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3655
GeneID	3655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 481-591 da Integrina alfa 6 (ITGA6/CD49f) humana (NP_001073286.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23229
Peso Molecular	127kDa
Envio	Bolsa de gelo