


Anti-Integrina Beta 4 (Itgb4/Cd104) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P16144

Número do item: CM0015433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Integrina beta 4 humana (ITGB4/CD104), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de hemidesmossomos e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Integrina beta 4 (ITGB4/CD104) pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrina beta 4 (ITGB4/CD104)
Espécie	Humano
ID do Gene	3691
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 611-710 da Integrina beta 4 humana (ITGB4/CD104) (NP_000204.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16144
Peso da Proteína	202kDa
Envio	Saco de gelo