

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ire1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O75460

Número do item: CM0024684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRE1 (ERN1) humano. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta IRE1 em humano, rato, camundongo. Sensor chave do estresse do RE e da via UPR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	IRE1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2081
GeneID	2081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 286-435 do IRE1 humano (NP_001424.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75460
Peso da Proteína	110 kDa
Envio	Saco de gelo