

Anti-Irs1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35568

Número do item: CM0014028



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IRS1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece IRS1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização de insulina e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HIRS-1; IRS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3667
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1043-1242 do IRS1 humano (NP_005535.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35568
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco com gelo