

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Irs2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4H2

Número do item: CM0029071



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IRS2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas de sinalização por insulina, metabolismo da glicose e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRS2 Rabbit pAb
Observações/Alias	IRS-2; IRS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8660
GeneID	8660
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1238-1338 do IRS2 humano (NP_003740.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4H2
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Bolsa de gelo