


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Itgb5 Para Wb E Elisa - P18084

Número do item: CM0024617



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-ITGB5 para WB e ELISA. Detecta ITGB5 humano, de camundongo e rato. Imunógeno recombinante, 88 kDa. Para estudos de adesão celular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGB5 Rabbit pAb
Observações/Alias	ITGB5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3693
ID do Gene	3693
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 490-720 do ITGB5 humano (NP_002204.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18084
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo