

Anticorpo Monoclonal Anti-Itk/Emt Para Wb, Elisa - Q08881

Número do item: CM0005451



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o ITK/EMT humano (tirosina-proteína quinase ITK/TSK), validado para Western blot e ELISA. Essencial para estudos de sinalização de células T, resposta imune e atividade de quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITK/EMT Rabbit mAb
Observações/Apelido	EMT; LYK; LPF51; PSCTK2; ITK/EMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3702
Imunógeno	Proteína recombinante de ITK/EMT humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08881
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo