

Anticorpo Policloal Anti-Jph4 Para Wb, Elisa - Q96Jj6

Número do item: CM0016070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Junctofilina-4 (JPH4) humana. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre formação de complexos de membrana juncionais e sinalização de cálcio neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JPH4 pAb de coelho
Observações/Alias	JP4; JPHL1; JPH4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84502
GeneID	84502
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 405-605 da JPH4 humana (NP_115828.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Jj6
Peso Molecular da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo