

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Junb Para Wb, Elisa - P17275

Número do item: CM0017891

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o fator de transcrição JunB humano, um componente chave do AP-1. Produzido com imunógeno recombinante; adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para estudar a regulação gênica e a atividade de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	JunB pAb Coelho
Observações/Apelido	AP-1; JunB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3726
GeneID	3726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do JunB humano (NP_002220.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17275
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo