

Anticorpo Policlonal Anti-Kaiso/Zbtb33 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86T24

Número do item: CM0016497



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Kaiso/ZBTB33 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre regulação da transcrição, sinalização Wnt e metilação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Kaiso/ZBTB33 pAb de coelho
Observações/Apelido	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10009
GeneID	10009
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 523-672 de Kaiso/ZBTB33 humano (NP_006768.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q86T24
Peso molecular	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo