


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kat2B/Pcaf Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92831

Número do item: CM0012935



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à KAT2B/PCAF humana, adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta KAT2B/PCAF em humanos, camundongos e ratos. Apoia pesquisas em epigenética e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KAT2B/PCAF pAb de coelho
Observações/Alias	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8850
GeneID	8850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-86 da KAT2B/PCAF humana (NP_003875.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q92831
Peso da proteína	93 kDa
Envio	Bolsa de gelo