

Anticorpo Policlonais Anti-Kcna1 Para Wb, If-P, Elisa - Q09470

Número do item: CM0019243

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a KCNA1 (Kv1.1) humano, adequado para Western blot, imunofluorescência (parafina) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Está envolvido na excitabilidade neuronal e homeostase de magnésio renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EA1; MK1; AEMK; HBK1; HUK1; MBK1; RBK1; KV1.1; KCNA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3736
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 426-495 de KCNA1 humano (NP_000208.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q09470
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de gelo