

Anticorpo Policlonal Anti-Kcna2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P16389

Número do item: CM0026641

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KCNA2 humano (Kv1.2, canal de potássio dependente de voltagem, subfamília A, membro 2). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Útil para estudos de transporte iônico e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3737
ID do Gene	3737
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 de KCNA2 humano (NP_004965.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16389
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo