

Anticorpo Policlonais Anti-Kcna4 Para Wb E Elisa - P22459

Número do item: CM0024499

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao canal de potássio dependente de voltagem humano KCNA4 (Kv1.4). Adequado para Western blot e ELISA; tem reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em canais iônicos e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KCNA4 Coelho pAb
Observações/Apelidos	HK1; HBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3739
ID do Gene	3739
Imunógeno	Pepídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P22459
Peso Proteico	73kDa
Envio	Bolsa de gelo