


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Kcne1 Para Wb, Elisa - P15382

Número do item: CM0017934



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-KCNE1 validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo; tem como alvo a subunidade do canal cardíaco de potássio envolvida na síndrome do QT longo. Ideal para pesquisas sobre canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KCNE1 Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	ISK; JLNS; LQT5; MinK; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
Espécie	Humana
GeneID	3753 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da KCNE1 humana (NP_000210.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P15382
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo