

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Kdm1 Para Wb, Ip, Elisa - O60341

Número do item: CM0015589



introdução

A CamelBio oferece Anticorpo Policlonal Coelho Anti-KDM1 (O60341) de alta qualidade para WB, IP, ELISA, com ampla reatividade em humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de regulação epigenética, câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KDM1 Coelho pAb
Observações/Apelido	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23028
ID do Gene	23028
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 365-515 do KDM1 humano (NP_055828.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60341
Peso Proteico	93kDa
Envio	Saco de gelo