

Anticorpo Policlonal Anti-Kdm2B (Validado Por Kd) Para Wb E Elisa - Q8Nhm5

Número do item: CM0025014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KDM2B humano (Desmetilase específica de lisina 2B), validado para Western blot e ELISA. Adequado para biologia da cromatina e pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] KDM2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	CXXC2; Fbl10; PCCX2; FBXL10; JHDM1B
Espécie	Humano
ID do Gene	84678 (humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante (aa 1059-1336 do KDM2B humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHM5
Peso Proteico	153 kDa

Envio