


Anticorpo Policlonal Anti-Kdm7A Para Ihc-P E Elisa - Q6Zmt4

Número do item: CM0019132



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KDM7A validado para IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. 106 kDa. Adequado para o estudo da desmetilação de histonas e da regulação da cromatina no neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	KDM7A Rabbit pAb
Observações/Apelido	JHDM1D; KDM7A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	80853
GeneID	80853
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 840-941 da KDM7A humana (NP_085150.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q6ZMT4
Peso da proteína	106 kDa
Envio	Embalagem de gelo