


Anticorpo Policlonal Anti-Ki67 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46013

Número do item: CM0023343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Ki67 humano (marcador de proliferação). Validado para western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Desenvolvido para apoiar ensaios de proliferação celular e descoberta de biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ki67 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Espécie	Humano
GeneID	4288
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-680 do Ki67 humano (NP_002408.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46013
Peso da Proteína	359 kDa
Envio	Saco de gelo