

Anticorpo Policlonal Anti-Kif13A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1H9

Número do item: CM0013709

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra KIF13A humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Adequado para estudar transporte intracelular mediado por cinesina, biogênese de melanossomos e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF13A Coelho pAb
Observações/Apelido	RBKIN; bA500C11.2; KIF13A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63971
GeneID	63971
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1300-1600 do KIF13A humano (NP_001099036.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9H1H9
Peso Proteico	202kDa
Envio	Saco de gelo