


Anticorpo Policlonal Anti-Kif4A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095239

Número do item: CM0013490



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao KIF4A humano, uma cinesina associada a cromossomos essencial para mitose e citocinese. Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF4A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	24137
GeneID	24137
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 870-1080 do KIF4A humano (NP_036442.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095239
Peso da Proteína	140kDa
Transporte	Saco de gelo