


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Kif5A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12840

Número do item: CM0028962



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-KIF5A validado para WB, IF/ICC, ELISA contra humano, camundongo e rato. Alvo na cadeia pesada de cinesina específica de neurônios, aplicável em estudos de neurobiologia e transporte axonal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KIF5A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NKHC; ALS25; MY050; NEIMY; SPG10; D12S1889; KIF5A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3798
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 933-1032 da KIF5A humana (NP_004975.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12840
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Bolsa de gelo