

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Klf13 Para Wb, Elisa - Q9Y2Y9

Número do item: CM0021738

introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho KLF13 validado para WB e ELISA, direcionado ao fator de transcrição KLF13 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação genética, linhagem eritroide e ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	KLF13 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BTEB3; FKLF2; NSLP1; RFLAT1; RFLAT-1; KLF13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51621
GeneID	51621
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do KLF13 humano (NP_057079.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2Y9
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo